

ÖGONDUSCH 200 & 400 ML

DET HANDLAR OM SEKUNDER

Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en främmande substans i ögat. Minst 15 minuters spoltid är Arbetsmiljöverkets rekommendation.

Dahl Medicals Ögondusch är framtagen för att snabbt och säkert kunna påbörja en steril och effektiv spolning av ögat. Ögonduschens utformning gör att den är klar att använda på sekunder. Munstycket är speciellt framtaget för att ge ögat en optimal genomsköljning och snabbt se till att främmande substans avlägsnas.



- **Marknadens enda kliniskt testade Ögondusch, utprovad med mycket goda resultat på S:t Eriks Ögonsjukhus, Mälarsjukhuset och Länssjukhuset Ryhov. Beställ gärna testprotokollen av oss!**
 - Steril ögonduschspray med 6 min spoltid (200 ml) eller 12 min spoltid (400 ml). Förblir steril även vid upprepade spolningar och är klar att använda på sekunder.
 - Enkel och säker att använda samt ger en behaglig och effektiv genomsköljning.
 - Varje flaska är märkt med ett batchnummer och bäst före-datum i botten. Vi kontakter er automatiskt när det är dags att byta ut befintliga ögonduschar.
 - Huvudet behöver ej lutas bakåt vid sköljning, då ögonduschen kan användas i olika vinklar och lägen. Detta innebär att man snabbt kan förflytta sig. Spolning under eventuell transport underlättas.
 - Innehåller steril koksaltlösning (0,9%). Drivgas: kvävgas.
 - Miljövänlig. Dahl Medical är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Den tomma Ögonduschflaskan lämnas till metallåtervinningen där den smälts ner och blir värdefull metall som kan återanvändas.
 - Enkla illustrerade instruktioner samt spoltidsrekommendationer på varje flaska.
 - **CE-märkt 0434**

200 ml, Artikelnummer: 9001043

400 ml, Artikelnummer: 9007054