



VÄRMESKÅP ÖGONDUSCH

Lång spoltid kan rädda synen vid en olycka.

Termostatstyrt värmeskåp (220V) inklusive 3 st Dahl Ögondusch 200 ml för montage utomhus eller i svala miljöer.

Finns även för fordonsmontage (12- eller 24-Volt).

Med lång spoltid på totalt ca 18 minuter och alltid steril koksaltlösning uppfyller du med Dahl Värmeskåp de krav som ställs på en bra ögondusch-beredskap.



PRODUKTSPECIFIKATION

Termostatstyrt plåtskåp med Ögonduschskylt på dörren.

Material: Plåt

Färg: Grön

Storlek: 25x24x8,5cm

Temperatur: 20 grader

Innehåll:

- Väggfäste: 1st
- Ögondusch 200 ml: 3st
- Skylt: 1st

Artikelnummer: 9001053