

PRODUKT DATABLAD

Varenummer:	012321
Beskrivelse:	Soft NEXT 6cmx1m Skandinavisk
GTIN:	7034950123215
Utsalgsenhet:	STK
Pkn.pr.krt:	120,00
Høyde (cm):	11,50
Bredde (cm):	6,90
Dybde (cm):	3,00
Opprinnelsesland:	Norge



TEKNISKE OPPLYSNINGER

Produktspesifikasjon:	Polyuretan skum og vannbasert syntetisk polymer.
Toksikologisk data:	Basert på tilgjengelige biokompatible data anses sannsynligheten for bivirkninger ubetydelig ved tiltenkt bruk av selvheftende polyuretan bandasje.
Helsefare:	Ingen kjente.
Lagring:	For lengre lagring, over 6 mnd.: Lagres tørt, i romtemperatur (15°C - 25°C) og ikke i direkte sollys. Holdbarheten er 5 år under anbefalte forhold.
Tiltak ved destruksjon:	Kan destrueres i moderne forbrennings/gjenvinnings anlegg.
Tiltak ved brannslukning:	Brannslukningsapparat. Kan forårsake giftige gasser ved brann. Innånding av røyk er skadelig for helsen. Ingen eksplosjonsfare.

GENERELL BRUK

Produktbeskrivelse:	Soft NEXT lateksfritt og limfritt plaster er selvheftende og fester ikke til hud, hår eller sår. Soft NEXT er blodabsorberende, hudvennlig, tverrelastisk og gir stor bevegelse over ledd. Hefter selv om huden er skitten eller våt.
Bruksområde:	For tildekning av sår, absorbering av væske fra mindre sår og til fiksering av f. eks. kompress.
Versjon:	2
Dato:	07.08.2016 15.09.42

Merknad: Disse opplysningene er basert på dagens kunnskaper. Intensjonen er å beskrive produktet med tanke på sikkerhet. Denne informasjonen er derfor ingen garanti for produktets spesielle egenskaper.

snøgg®

Norgesplaster AS
Granlivegen 21 N-4707 Vennesla
Tel: + 47 38 15 22 00
@: snogg@snogg.no
snogg.no | snogg.com