

# PRODUKT DATABLAD

Varenummer:	012341
Beskrivelse:	Soft NEXT 6cmx4,5m Skandinavisk
GTIN:	7034950123413
Utsalgsenhet:	STK
Pkn.pr.krt:	96.0000000000000
Høyde (cm):	11.5000000000000
Bredde (cm):	11.5000000000000
Dybde (cm):	6.30000000000000
Opprinnelsesland:	Norge



## TEKNISKE OPPLYSNINGER

Produktspesifikasjon:	Polyuretan skum og vannbasert syntetisk polymer.
Toksikologisk data:	Basert på tilgjengelige biokompatible data anses sannsynligheten for bivirkninger ubetydelig ved tiltenkt bruk av selvheftende polyuretan bandasje.
Helsefare:	Ingen kjente.
Lagring:	For lengre lagring, over 6 mnd.: Lagres tørt, i romtemperatur (15°C - 25°C) og ikke i direkte sollys. Holdbarheten er 5 år under anbefalte forhold.
Tiltak ved destruksjon:	Kan destrueres i moderne forbrennings/gjenvinnings anlegg.
Tiltak ved brannslukning:	Brannslukningsapparat. Kan forårsake giftige gasser ved brann. Innånding av røyk er skadelig for helsen. Ingen eksplosjonsfare.

## GENERELL BRUK

Produktbeskrivelse:	Soft NEXT lateksfritt og limfritt plaster er selvheftende og fester ikke til hud, hår eller sår. Soft NEXT er blodabsorberende, hudvennlig og tverrelastisk og gir stor bevegelse over ledd. Hefter selv om huden er skitten eller våt.
Bruksområde:	For tildekning av sår, absorbering av væske fra mindre sår og til fiksering av f. eks. kompress.
Versjon:	2
Dato:	07.08.2016 14.56.24

**Merknad:** Disse opplysningene er basert på dagens kunnskaper. Intensjonen er å beskrive produktet med tanke på sikkerhet. Denne informasjonen er derfor ingen garanti for produktets spesielle egenskaper.

Norgesplaster AS  
Granlivegen 21 N-4707 Vennesla  
Tel: + 47 38 15 22 00  
@: snogg@snogg.no  
**snogg.no | snogg.com**