



TRAUMAFÖRBAND BLAST BANDAGE



BLAST bandaget är framtaget för att snabbt kunna appliceras på amputerade lemmar, brännskador eller större utbredda skador, typ bukskador.

Bandaget är sterilt och vakuumpförpackat har en yta på 50 cm x 50 cm som inte häftar fast i såret och är tillräckligt stor för att täcka hela ryggen eller bröstet på de flesta patienter vid bränn- eller splitterskador.

Bandaget har även ett löstagbart lufttätt förband som minimerar förlust av värme och vätskor.

Artikelnr: 9017043