

HYFIN VENT CHEST SEAL, 2-PACK



HyFin Vent Chest Seal är ett självventilerande förband för patienter med penetrerande thoraxtrauma.

Förbandet är lufttätt och förhindrar att luft tränger in i buken, men tillåter via de tre ventilerade kanalerna att luft och blod som lämnar buken kommer ut.

Förbandet som är självhäftande klarar av att fästa mot kroppen under sämsta tänkbara förhållanden.

Levereras i en slitstark förpackning om 2 st förband.

Artikelnr: 9017041